

Auto Tac System Kit

Met deze Auto Tac set is het heel handig om membranen te fixeren.

De 2.5mm titanium nietjes worden met behulp van een handvat met één druk op de knop, op de gewenste positie gebracht.



*Efficient “no touch”tack system
Convenient one-handed delivery system
Effective stabilization of membrane*

Omdat deze fixatie nietjes van titanium zijn, behoeven ze niet persé na gedane dienst, verwijderd te worden.

De onderdelen worden in een steriliseerbare tray geleverd.

Prijs voor de de complete **Auto Tac System Kit** is € 825,00 ex btw.

Bij afname van **25 stuks Zimmer Implantaten**, in één order, op één factuur, ontvangt u deze Auto Tac Sytem Kit gratis.