

Bone Profilers

The perfect match

Hoe creëer je een vlak emergence profile voor je prothetiek

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Tijdens de inhelingsfase van de Tapered Screw Vent™, Trabecular Metal™ of de Eztetic™ implantaten kan er bot over de kop van het implantaat groeien.

Voor het plaatsen van het healingabutment, de afdrukstift of definitieve kroon, wil je **een rechtstreeks contact** hebben met het implantaat, overtollig bot moet weggehaald worden. Hoe creëer je nu snel en eenvoudig een vlak emergence profile?

Verwijder gecontroleerd met de Bone Profiler overmatig bot rondom de kop van het implantaat – houd zelf de regie



Precies – verwijdert nauwkeurig het overtollig bot rondom de hals van het implantaat

Eenvoudig – ééndelig instrument met geleidepin, voorkomt uitschieten

Design – voor elke diameter en emergence profile

Gebruik – in een hoekstuk of handmatig in een ratel (adapter)

Introductie Actie: 3+1

Koop 3 Bone Profilers en ontvang een 4^e geheel gratis.

Bone Profilers voor Tapered Screw Vent™ en Trabecular Metal™		
Platform – diameter	Emergence Profile	TSV/TM abutment connectie
3.5mm	3.5mm	BTP3535
	4.5mm	BPT3545
	5.5mm	BPT3555
4.5mm	4.5mm	BTP4545
	5.5mm	BTP4555
	6.5mm	BTP4565
5.7mm	6.5mm	BPT5765
Bone Profilers voor Eztetic™		
2.9mm	3.7mm	BPE2937
	4.5mm	BPE2945

