



Herken het type Encode® Emergence Healing Abutment



- Implant Connection - het aantal groeven in de Encode identificeert het type implantaat systeem. TSX/TSV (3x) of EZT (1x)
- Hex Orientation - de rechte lijn op de Encode geeft de positie van de interne hex aan.
- Implant Diameter - het aantal dimples onder de rechte lijn, op het platte vlak, geeft de diameter van het prothetische platform aan.
- Abutment Height - het aantal dimples aan de rechterzijde geeft de hoogte van de Encode aan.

